

Baxter

Welch Allyn ProBP 2000 Plus

Tensiomètre numérique



Choisissez notre appareil **ProBP 2000 Plus** si vous souhaitez passer des lectures manuelles de la tension artérielle à une approche numérique.

Avantage du PROBP 2000 Plus—

Ce nouveau modèle est doté d'une fonction de calcul de la moyenne de la TA qui permet d'obtenir une vision plus globale de la tension artérielle réelle du patient qu'avec une seule lecture.



Lecture moyenne préprogrammée de trois mesures de la tension artérielle



Démarrez la prise de la mesure en appuyant simplement sur une touche



Touche de rappel de la dernière mesure



La technologie **SureBP** offre de grands avantages en termes de vitesse et de confort pour le patient... le personnel soignant peut avoir davantage confiance dans cette technologie¹ ».

Nous avons associé deux de nos technologies pour soutenir un flux de travail rationalisé pour vous et vos patients.

1

Technologie **SureBP** de mesure de la tension artérielle

Notre algorithme **SureBP** basé sur l'inflation est utilisé dans l'ensemble des appareils de mesure des signes vitaux **Welch Allyn** aidant le personnel soignant dans divers contextes de soins à obtenir des lectures de la tension artérielle automatisées, rapides et précises.

- Les lectures de la tension artérielle peuvent être prises en environ 20 secondes, ce qui contribue à améliorer le confort du patient.
- Respecte les exigences de la norme IEC en matière d'exactitude de la tension artérielle.
- L'indicateur de mouvement signale à l'utilisateur les mouvements pendant la mesure, ce qui peut entraîner une lecture imprécise.

2

Technologie **FlexiPort** pour brassards de mesure de la tension artérielle

L'utilisation de la bonne taille de brassard est un facteur important pour obtenir des lectures précises. Les brassards **Welch Allyn FlexiPort** sont disponibles en plusieurs tailles pour accommoder une large gamme de votre population de patients.

- Le design de connexion à point unique encliquetable de nos brassards a été développé pour réduire le besoin de brassard à tube et connecteurs traditionnels.
- Notre tensiomètre **ProBP 2000 Plus** est compatible avec les brassards réutilisables **FlexiPort** des tailles enfant jusqu'à grand adulte et à la cuisse (plage de 15 à 55 cm).



LECTURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE RAPIDES ET AUTOMATISÉES DANS DIVERS CONTEXTES :



Support mobile



Portatif



Option de montage mural avec support (système mural intégré vendu séparément)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Dimensions externes, approximatives	Largeur : 94 mm (3,70 pouces) Longueur : 142 mm (5,59 pouces) Hauteur : 66 mm (2,59 pouces)
Poids net, approximatif (batteries exclues)	Modèle 2000 PLUS-A : 0,78 lb (354 g)
Affichage	Écran LCD numérique V.A. 68 mm x 90 mm, affichage de la tension et du pouls
Mode d'alimentation par batterie (CC)	6 V, 4 piles alcalines AA
Méthode	Oscillométrique
Plage de mesure	Tension nominale du brassard : 0 mmHg – 300 mmHg (0 kPa – 40 kPa) Tension systolique mesurée : 50 – 260 mmHg Tension diastolique mesurée : 25 – 220 mmHg Valeur du pouls : 40 à 199 pulsations/minute
Exactitude	Tension : $\pm 0,4$ kPa (3 mmHg); Valeur du pouls : ± 4 %
Durée de vie prévue du produit	5 ans ou 15 000 mesures (selon la première éventualité)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

CONFIGURATION

2000 PLUS-A : Appareil numérique de mesure de la tension artérielle **ProBP** 2000 Plus avec moyenne des lectures et rappel mémoire, brassard pour la TA réutilisable FlexiPort taille 11 pour adulte, 4 piles AA

BRASSARDS DE TENSION ARTÉRIELLE FLEXIPORT

REUSE-09 : Enfant (15 à 21 cm)
REUSE-10 : Adulte petit (20 à 26 cm)
REUSE-11 : Adulte (25 à 34 cm)
REUSE-11L : Adulte long (25 à 34 cm)
REUSE-12 : Adulte grand (32 à 43 cm)
REUSE-12L : Adulte grand, long (32 à 43 cm)
REUSE-13 : Cuisse (40 à 55 cm)

ACCESSOIRES

107041 : Bloc d'alimentation électrique (inclut adaptateurs US, UE, RU, AU)
107194 : Ensemble de montage mural
107201 : Ensemble d'étui/Accessoire pour support mural
107195 : Ensemble de support mobile

Contactez votre distributeur local ou un représentant des ventes de Baxter pour en savoir plus.

Références

1. Alpert, Bruce S., Clinical evaluation of the Welch Allyn SureBP® algorithm for automated blood pressure measurement. *Blood Pressure Monitoring*, Vol. 12 n° 4, août 2007.

Pour une utilisation sûre et adéquate de l'appareil mentionné dans ce document, consultez les renseignements sur l'utilisation prévue, les mises en garde, les précautions et le mode d'emploi complet ou le manuel approprié.

Baxter se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis en matière de conception, de spécifications et de modèles. La seule garantie offerte par Baxter est la garantie écrite expresse accordée lors de la vente ou de la location de ses produits.

Hillrom.ca/fr

Baxter, FlexiPort, ProBP, SureBP, et Welch Allyn sont des marques de commerce de Baxter International Inc. ou de ses filiales.
 CA-FLC134-250002 (v1.0) 12/2025