

Divan Ritter 224 & Midmark 627

RITTER 224 sellerie Premium : 8430.00 €

MIDMARK 627 sellerie Premium: 11990.00 €



- Divan d'examen compact à hauteur variable « **Made in USA** »
- **Dossier électrique (627)** ou mécanique (224)
- Télécommande au pied.
- **Active Sensing Technology** (sécurité anti-pincement)
- **Clean Assist™ Roller System** - roues escamotables (sur 627)
- Sellerie Premium avec coussin de tête intégré
- Etriers intégrés rétractables et réglables
- Coussin de pied rétractable et coulissant
- Réglable par commande au pied.
- Etriers intégrés rétractables et réglables.
- Espace intégré dans la tête pour porte rouleau.
- Assise inclinable manuellement (tilt gynéco).
- Cuvette gynécologique en ABS
- Tiroir frontal coulissant.
- Option lampe LED Welch Allyn
- Option repose bras
- Option repose bras articulés

Spécifications:

- * Sans repose pied : L 152 x l 71 cm
- * Avec repose pied : L 193 x l 71 cm
- * Capacité de charge: 227 Kg
- * Hauteur variable par vérin électrique de 46 à 94 cm



www.medilor.be



Position haute



Position basse



Etriers intégrés



Option repose bras



Option repose bras articulés









Prix tva comprise

MEDILOR, Fourquepire 11 à 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 E-mail: info@medilor.be

Midmark & Ritter

Upholstery Selections

Standard Upholstery Colors



Mist Paint Color (for reference purposes)

Ritter®
by MIDMARK