



Les Promotions d'Été sont arrivées du 1^{er} juillet au 31 Août 2026

**Découvrez nos offres d'été
et
profitez toujours des avantages exclusifs réservés aux
professionnels de santé.**

📦 Livraison gratuite dès 100 € TTC d'achat.

🎓 Formation offerte pour l'utilisation de certains équipements médicaux, afin de vous accompagner dans leur prise en main et leur utilisation optimale

🛠️ Livraison et installation gratuite pour certains appareils.

★ Programme fidélité : cumulez des points à chaque commande et bénéficiez de remises exclusives.



Offres valables pour une durée limitée, dans la limite des stocks disponibles.

LES NOUVEAUTES

Tensiomètre digital ProBP 2000 PLUS

Technologie Welch Allyn SureBP®

Baxter

Technologie de brassard Welch Allyn FlexiPort® pour la tension artérielle

Hillrom
Welch Allyn

L'avantage du PROBP 2000 Plus
SUR PILES ET SECTEUR

Ce nouveau modèle est doté d'une fonction 3 mesures qui effectue le calcul de la moyenne de la tension artérielle, qui permet d'obtenir une vision plus complète de la tension artérielle réelle du patient qu'une simple mesure.

344,85€ - 240,00€

 Livraison gratuite



Stéthoscope numérique Eko CORE 500 Silver

Le CORE 500™ est le remplaçant moderne du stéthoscope, mélangeant un ECG à 3 dérivations avec des informations d'IA, une clarté audio inégalée, des visualisations de formes d'onde et des capacités d'enregistrement et de partage d'examen.

Nous avons créé une solution moderne pour remplacer le stéthoscope et l'avons associée à une IA cliniquement éprouvée et à des intégrations de systèmes de santé pour une détection plus précoce des maladies. Cela se traduit par des examens plus précis et une meilleure prise en charge des patients.



645,00€

 Livraison gratuite



SOLUTIONS D'AMENAGEMENT POUR CABINETS ET CENTRES MEDICAUX

Nous accompagnons les professionnels de santé dans la création, la rénovation et l'optimisation de cabinets médicaux, maisons médicales, centres pluridisciplinaires et espaces de consultation. Notre approche allie design, fonctionnalité et conformité afin de créer des environnements performants, rassurants et confortables pour les patients comme pour les équipes soignantes.



POSSIBILITÉ DE COMPOSER LA NOUVELLE GR À VOTRE PLAISIR !

Modules évier, porte, tiroirs, électro médicale, chariot : choisissez-Vous Votre composition idéale !

Nos engagements :

- Conception sur mesure adaptée à votre spécialité médicale
- Optimisation des surfaces et des parcours patients.
- Respect des normes et exigences du secteur de la santé.
- Ambiances modernes, accueillantes et apaisantes.
- Solutions durables, ergonomiques et évolutives.
- Coordination complète du projet, de la conception à la réalisation.



Livraison et installation gratuite

RITTER 204 Seamless avec prise

Ritter®
by MIDMARK

Élégant et facile à nettoyer - Le dessus de garniture sans couture est aussi confortable et doux au toucher qu'il en a l'air pour mettre vos patients à l'aise. L'absence de coutures est destinée à éliminer les endroits où les saletés et les bactéries risquent de s'accumuler, pour assurer un nettoyage facile, rapide et plus efficace.

- trois tiroirs latéraux pour une gestion de fournitures optimale
- sellerie ergonomique pour assurer le confort de vos patients
- capacité de poids supplémentaire jusqu'à 230 kg



~~3620,00€~~ - **2810,00€**


Visible dans notre show-room



Livraison et installation gratuite

ECG NIHON KOHDEN Cardiofax C - ECG3150

NIHON KOHDEN



- 1 ECG Cardiofax C 3150
- 1 batterie
- 1 câble patient 10 fils à fiche banane
- 4 pinces membres
- 6 électrodes précordiales (poires)
- 1 rouleau de papier
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 guide d'utilisation

L'ECG Cardiofax C 3150 est un ECG 3 pistes, léger et compact, idéal pour le professionnel de santé mobile, en visite à domicile.

Le tracé s'affiche en temps réel sur un **grand écran couleur TFT de 5"**

L'impression des tracés est réalisée au moyen d'une **imprimante thermique intégrée** (papier en rouleau).

Mémoire interne jusqu'à 800 examens

~~1890,00€~~ - **1495,00€**



Livraison gratuite



Formation offerte afin de vous accompagner dans la prise en main et l'utilisation optimale.



AUTOCLAVES iCanclave « Classe B »

Rapide: stérilisation « Classe B » complète en 35 minutes !

Facile et simple d'utilisation

Pas besoin de raccordement à l'eau de ville

iCanclave 8 litres - ~~2890,00€~~ - **2745,00€**

iCanclave 18 litres - ~~3520,00€~~ - **3400,00€**

iCanclave 23 litres - ~~3950,00€~~ - **3800,00€**

Sachets de stérilisation offerts

 Livraison et installation gratuite

 Formation offerte afin de vous accompagner dans la prise en main et son utilisation optimale.



icanCLAVE®
Focus On Autoclave



SACHETS DE STÉRILISATION AUTOCOLLANTS



Les pochettes autocollantes ne nécessitent pas l'utilisation de thermosoudeuse, car elles sont équipées d'un adhésif double face non toxique, à haute résistance, conçu pour résister aux cycles de stérilisation. Les pochettes disposent d'une ouverture en « chevron », permettant une ouverture rapide et parfaite.

75X250 - **14,00€**

90X165 - **16,00€**

90X250 - **18,00€**

140X260 - **24,00€**

130X350 - **38,00€**

190X330 - **43,00€**

190X400 - **50,00€**



THERMOUSOUEUSE « 2 »



Gaine de stérilisation plate StériDiamond
- Rouleau de 200m

75mmX200m - **27,00€**

100mmX200m - **36,00€**

150mmX200m - **54,00€**

Largeur de soudure: 305mm

Épaisseur de la soudure: 12mm

Bip à la fin de la soudure



780,00€ - 650,00€

 Livraison gratuite

CRYALFA SUPER avec valisette

Cryoalfa S

CRYOALFA

- La cryothérapie rapide, facile et efficace
- Tête unique
- Cartouche démontable (même sous pression !) avec valve intégrée
- T° constante de -89°C N_2O (protoxyde d'azote)
- Bouton d'obturation ON/OFF
- **Garantie totale : 2 ans**

 Livraison gratuite

 Formation offerte pour son utilisation afin de vous accompagner dans la prise en main et son utilisation optimale.



~~260,00€~~ - **230,00€**

TARIF DÉGRESSIF

CAPSULES DE GAZ 16g N_2O
AVEC VALVE POUR SUPER & LUX

1	27,90€ TTC / pièce
10	24,90€ TTC / pièce
50 et +	22,90€ TTC / pièce



TARIF DÉGRESSIF

CAPSULES DE GAZ 25g N_2O
AVEC VALVE POUR SUPER & LUX

1 à 9	32,90€ TTC / pièce
10 à 49	30,90€ TTC / pièce
50 et +	29,90€ TTC / pièce

VISIOFOCUS



Biopax

Système LASER sans contact !


Visiofocus - La température est inscrite sur le front ainsi que sur l'appareil.

Plus besoin de regarder l'écran du thermomètre, il suffit de regarder le front.



~~87,25€~~ - **70,00€**

Thermomètre auriculaire PRO6000



Baxter

**Hillrom
Welch Allyn**



La technologie novatrice PerfecTemp prend en compte les variations de l'emplacement de la sonde. La technologie ExacTemp™ détecte la stabilité de la sonde pendant la mesure. Le compteur de pouls de 60 secondes aide à prendre manuellement les mesures du pouls et de la fréquence respiratoire

~~281,33€~~ - **210,00€**
+ 800 capuchons gratuits



 Livraison gratuite

OTOSCOPE MACROVIEW



Baxter

Hillrom
WelchAllyn



774,40€ - **680,00€**

 Livraison gratuite

Set Otoscope MACROVIEW BASIC LED

- Trousse de rangement rigide
- Tête d'otoscope MACROVIEW PLUS LED
- Manche avec batterie Li-Ions + chargeur micro-USB

721,15€ - **635,00€**

 Livraison gratuite

Set Otoscope MACROVIEW LED

- Trousse de rangement rigide
- Tête d'otoscope MACROVIEW PLUS LED
- Manche avec batterie Li-Ions + chargeur USB-C



 Formation offerte son utilisation afin de vous accompagner dans sa prise en main et son utilisation optimale.

Tensiomètre DURASHOCK DS54

Baxter

Hillrom
WelchAllyn

Ce tensiomètre répond à la norme antichoc de l'AAMI (American Association of Medical Instrumentation) et résiste à une chute de 76 cm sur une surface dure sans perdre leur calibrage. De plus, il offre des lectures plus précises pendant plus longtemps et bénéficie d'une garantie de calibrage de 5 ans.

Le modèle Durashock DS54 de Welch Allyn dispose d'une valve de décompression à vis et d'un tube.



87,10€ - **75,00€**

